

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico, del suo farmacista o del suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Bepanthen MED® unguento nasale

Bayer (Schweiz) AG

Che cos'è Bepanthen MED unguento nasale e quando si usa?

Bepanthen MED unguento nasale contiene il principio attivo dexpanantenolo che penetra nella mucosa nasale e ne promuove dall'interno la formazione e la rigenerazione.

Bepanthen MED unguento nasale calma le irritazioni e le infiammazioni, idrata la mucosa nasale essiccata, scioglie le croste indurite e allevia la pelle arrossata ed infiammata attorno alle narici.

Bepanthen MED unguento nasale si usa:

in caso di irritazioni della mucosa nasale dovute a una frequente pulizia del naso (ad esempio, in caso di raffreddore o secrezione nasale continua) o irritazione della mucosa nasale dovuta al contesto lavorativo; su consiglio del farmacista o del droghiere o su prescrizione medica in caso di narici infiammate, arrossate e dolenti a causa della secrezione nasale continua e dopo interventi chirurgici al naso per sostenere il processo di guarigione; in caso di mucosa nasale secca e fortemente incrostata. Tali incrostazioni possono formarsi se ha fatto uso prolungato di preparati con effetto decongestionante sulle mucose per trattare un raffreddore; se lavora o abita in ambienti riscaldati ma non sufficientemente umidificati; se soggiorna in zone dove l'umidità dell'aria è bassa, ad esempio alta montagna, steppe o deserti; in caso di predisposizione al sangue dal naso dovuta a secchezza della mucosa nasale.

Quando non si può assumere/usare Bepanthen MED unguento nasale?

In caso di reazioni da ipersensibilità a uno o più dei componenti, non deve usare Bepanthen MED unguento nasale (cfr. Composizione).

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione/nell'uso di Bepanthen MED unguento nasale?

Il grasso di lana contenuto in Bepanthen MED unguento nasale può causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatite da contatto).

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie o assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può assumere/usare Bepanthen MED unguento nasale durante la gravidanza o l'allattamento?

Bepanthen MED unguento nasale può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Come usare Bepanthen MED unguento nasale?

Adulti, adolescenti e bambini

Introdurre l'applicatore di forma allungata nella narice e premere leggermente il tubo per fare fuoriuscire una piccola quantità di Bepanthen MED unguento nasale. Distribuirlo sulla mucosa nasale premendo delicatamente l'ala del naso e massaggiando leggermente. Ripetere questa operazione fino a tre volte al giorno.

Se le narici sono infiammate, applicare Bepanthen MED unguento nasale con un dito.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo



droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Bepanthen MED unguento nasale?

Con l'uso di Bepanthen MED unguento nasale possono verificarsi i seguenti effetti collaterali:

Raro (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 10'000)

In rari casi sono state osservate reazioni cutanee allergiche.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Stabilità

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Termine di consumo dopo l'apertura

Dopo la prima apertura del tubo, questo medicamento deve essere usato entro massimo 7 giorni.

Istruzioni di conservazione

Conservare il tubo ben chiuso, a temperatura ambiente (15–25°C) e fuori dalla portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Bepanthen MED unguento nasale?

Principi attivi

1 g di unguento nasale contiene 50 mg di dexpanantenolo.

Sostanze ausiliarie

Grasso di lana (E 913), vaselina bianca, paraffina liquida, DL-pantolactone, acqua depurata.

Numero dell'omologazione

45535 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Bepanthen MED unguento nasale? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezione contenente 2 tubi da 5 g.

Titolare dell'omologazione

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zurigo.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel novembre 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

