

Qu'est-ce que Antidry wash / Antidry wash sensitive et quand doit-il être utilisé?

Antidry wash / Antidry wash sensitive est une solution à base d'huile non moussante à appliquer sur la peau.

Son pH correspond à celui de la peau saine (5,5–7). Ce produit préparé à base d'huile de soja, d'huile de paraffine et de racémate d'alpha-bisabolol a été développé pour les soins quotidiens des peaux normales, sensibles et sèches. Pendant l'application, le film formé par l'huile de soja et l'huile de paraffine protège la peau et la soigne durablement. Le racémate d'alpha-bisabolol contenu dans l'huile essentielle de camomille possède un effet anti-inflammatoire. Dans Antidry wash / Antidry wash sensitive, il agit de manière préventive sur les peaux légèrement sujettes aux inflammations.

Antidry wash / Antidry wash sensitive est utilisé pour le nettoyage doux et le soin durable d'une peau normale, sèche et squameuse, d'une peau âgée ainsi qu'en traitement complémentaire de certaines dermatoses, comme les formes d'eczéma sec, le psoriasis, l'ichtyose.

Antidry wash et wash sensitive ont pour différence qu'Antidry wash contient un parfum.

Quand Antidry wash / Antidry wash sensitive ne doit-il pas être utilisé?

En cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Antidry wash / Antidry wash sensitive?

Antidry wash contient 13,5 mg de propylène glycol par g. Le propylène glycol peut causer une irritation cutanée.

Ne pas utiliser ce médicament chez les bébés de moins de 4 semaines présentant des plaies ouvertes ou de grandes zones de peau lésée ou endommagée (brûlures) sans en informer au préalable votre médecin ou votre pharmacien.

Antidry wash contient au maximum 1,5 mg d'alcool (éthanol) par g. Cela peut provoquer une sensation de brûlure sur une peau endommagée.

Antidry wash contient un parfum avec entre autres du 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, alcool benzylique, cinnamal, cinnamyl alcohol, citral, citronellol, coumarine, eugénol, géraniol, d-limonène, linalool, éthanol, acide benzoïque.

3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, alcool benzylique, cinnamal, cinnamyl alcohol, citral, citronellol, coumarine, eugénol, géraniol, d-limonène, linalool, éthanol et l'acide benzoïque peuvent provoquer des réactions allergiques.

Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez

- d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Antidry wash / Antidry wash sensitive peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base de l'expérience acquise à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le produit est utilisé conformément aux instructions. Des études scientifiques systématiques n'ont toutefois jamais été menées. Par mesure de précaution, il convient de renoncer si possible à prendre des médicaments pendant la grossesse et l'allaitement ou de demander conseil au médecin, au pharmacien ou au droguiste.



Comment utiliser Antidry wash / Antidry wash sensitive?

Adultes et enfants à partir de 2 ans

Antidry wash / Antidry wash sensitive peut être utilisé quotidiennement et sans aucune restriction pour le lavage ou pour la douche. Pour préserver le film gras sur la peau, éviter l'eau trop chaude lors du rinçage et s'essuyer avec douceur au lieu de se frotter vigoureusement.

Nourrissons et enfants de moins de 2 ans

A ce jour, l'emploi et la sécurité d'Antidry wash / Antidry wash sensitive n'a pas fait l'objet d'études cliniques. Sans consultation médicale préalable, son utilisation ne devrait pas dépasser trois semaines.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste.

Quels effets secondaires Antidry wash / Antidry wash sensitive peut-il provoquer?

Aucun effet indésirable n'a été observé à ce jour avec Antidry wash / Antidry wash sensitive dans le cadre d'une utilisation conforme.

Si toutefois vous remarquez des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

À quoi faut-il encore faire attention?

Durabilité

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conservation

Conserver à température ambiante (15–25°C).

Conserver hors de portée des enfants.

Autres indications

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contient Antidry wash / Antidry wash sensitive?

Principes actifs

1 g d'Antidry wash contient: huile de soja raffinée 300 mg, racémate d'alpha-bisabolol 5 mg, huile de paraffine 379,5 mg.

1 g d'Antidry wash sensitive contient: huile de soja raffinée 300 mg, racémate d'alpha-bisabolol 5 mg, huile de paraffine 379,5 mg.

Excipients

1 g d'Antidry wash contient: sulfate d'éther laurique de monoisopropanolamine, propylène glycol (E 1520), éther laurique de macrogol 3, diéthanolamide d'acide gras de coco, diéthylphtalate, carvacrol, parfum (contient entre autres du: 3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, alcool benzylique, cinnamal, cinnamyl alcool, citral, citronellol, coumarine, eugénol, géraniol, d-limonène, linalool, éthanol, acide benzoïque).

1 g d'Antidry wash sensitive contient: sulfate d'éther laurique de monoisopropanolamine, éther laurique de macrogol 3, citrate d'éther laurique de macrogol-7, carvacrol, diéthylphtalate, tocophérol, citrate de glycérides de palme hydrogéné, polyamide-8.

Numéro d'autorisation

51929 (Swissmedic)



Où obtenez-vous Antidry wash / Antidry wash sensitive? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Antidry wash:

Flacons de 200 ml.

Flacons de 500 ml.

Antidry wash sensitive:

Flacons de 200 ml.

Flacons de 500 ml.

Titulaire de l'autorisation

Merz Pharma (Suisse) SA, 4123 Allschwil.

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en mars 2023 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

