

Che cos'è Antidry wash / Antidry wash sensitive e quando si usa?

Antidry wash /Antidry wash sensitive è una soluzione non schiumogena a base di olio da applicare sulla pelle.

Il valore del suo pH corrisponde a quello della pelle sana (5,5-7). Questo preparato contenente olio di soia, olio di paraffina e alfa-bisabololo racemato è stato sviluppato per la cura quotidiana delle pelli normali, sensibili e secche. Durante l'applicazione, il film formato dagli oli di soia e di paraffina protegge la pelle e la cura a lunga durata. L'alfa-bisabololo racemato che è contenuto negli oli essenziali della camomilla ha un'azione antiflogistica. Nel Antidry wash svolge un'azione preventiva sulle pelli con una facile tendenza all'infiammazione.

Antidry wash viene impiegato sia come detergente dolce sia per una cura durevole della pelle normale, secca e squamosa, della pelle senile così come adiuvante per trattamenti di diverse dermatosi come forme di eczemi secchi, psoriasi, ittiosi.

La differenza tra Antidry wash e wash sensitive sta nel contenuto di profumo presente in Antidry wash.

Quando non si può usare Antidry wash / Antidry wash sensitive?

In caso di ipersensibilità conosciuta a una delle componenti.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Antidry wash / Antidry wash sensitive?

Antidry wash contiene 13,5 mg di propilène glicol per g. Può causare irritazione della pelle.

Non usi questo medicamento nei bambini con meno di 4 settimane di età con ferite aperte o aree estese di pelle danneggiata (come bruciature) senza averne parlato con il medico o il farmacista.

Antidry wash contiene al massimo 1,5 mg di alcol (etanolo) per g. Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Antidry wash contiene un aroma a sua volta contenente tra le altre cose 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, alcol benzilico, cinnammale, alcol cinnamilico, citrale, citronellolo, cumarina, eugenolo, geraniolo, d-Limonene, linalolo, etanolo, acido benzoico.

3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, alcol benzilico, cinnammale, alcol cinnamilico, citrale, citronellolo, cumarina, eugenolo, geraniolo, d-Limonene, linalolo, etanolo, acido benzoico causare reazioni allergiche.

Se usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico, il suo farmacista o droghiere nel caso in cui

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie o
- assume o applica altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può assumere/usare Antidry wash / Antidry wash sensitive durante la gravidanza o l'allattamento?

Sulla base dell'esperienza acquisita finora, non è noto alcun rischio per i bambini se il prodotto viene utilizzato come indicato. Tuttavia, non sono mai stati condotti studi scientifici sistematici. Come misura precauzionale, i farmaci non devono essere assunti durante la gravidanza e l'allattamento, se possibile, oppure è necessario consultare il medico, il farmacista o il droghiere.

Come usare Antidry wash / Antidry wash sensitive?

Adulti e bambini a partire da 2 anni di età



Antidry wash può essere usato senza limitazione per la pulizia e la doccia quotidiana. Non si dovrebbe risciacquare con acqua troppo calda la pellicola protettiva e nemmeno asciugarsi troppo vigorosamente bensì tamponare con cura.

Lattanti e bambini sotto i 2 anni di età

L'utilizzo e la sicurezza di Antidry wash non sono stati ancora esaminati in studi clinici. Per questo motivo, non si deve utilizzarlo per più di 3 settimane senza consultare il medico.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Antidry wash / Antidry wash sensitive?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali con Antidry wash / Antidry wash sensitive se usato come indicato.

Tuttavia, se si notano effetti collaterali, si prega di informare il medico, il farmacista o la farmacia.

Di che altro occorre tener conto?

Sostenibilità

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sulla confezione.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Altre indicazioni

Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Antidry wash / Antidry wash sensitive?

Principi attivi

1 g di Antidry wash contiene: olio di soia raffinato 300 mg, alfa-bisabololo racemato 5 mg, olio di paraffina 379,5 mg.

1 g di Antidry wash sensitive contiene: olio di soia raffinato 300 mg, alfa-bisabololo racemato 5 mg, olio di paraffina 379,5 mg.

Sostanze ausiliarie

1 g di Antidry wash contiene: monoisopropanolammia lauriletere solfato, propilene glicole (E 1520), macrogol-3-lauriletere, dietanolammide da acidi grassi di cocco, dietilftalato, carvacrolo, profumo (contiene tra l'altro: 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, alcol benzilico, cinnammale, alcol cinnamilico, citrale, citronellolo, cumarina, eugenolo, geraniolo, d-Limonene, linalolo, etanolo, acido benzoico).

1 g di Antidry wash sensitive contiene: monoisopropanolammia lauriletere solfato, macrogol-3-lauriletere, Macrogol-7-lauriletere citrato, carvacrolo, dietilftalato, tocoferolo, citrato di gliceridi di palma idrogenati, poliammide-8.

Numero dell'omologazione

51929 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Antidry wash / Antidry wash sensitive? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria senza prescrizione medica.

Antidry wash:

Flaconi da 200 ml:



Flaconi da 500 ml.

Antidry wash sensitive:

Flaconi da 200 ml.

Flaconi da 500 ml.

Titolare dell'omologazione

Merz Pharma (Svizzera) AG, 4123 Allschwil.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2023 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

