

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del Suo medico o del Suo farmacista o del Suo droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Der-med dry skin lotion® / Der-med dry skin lotion® sensitive, emulsione cutanea

Che cos'è Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive e quando si usa?

Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive è una emulsione cutanea con i principi attivi urea e polidocanolo 600 con elevato tenore di lipidi (40%) per il trattamento della pelle secca e pruriginosa.

Der-med dry skin lotion sensitive e Der-med dry skin lotion si distinguono per il fatto che Der-med dry skin lotion contiene una profumazione.

L'urea coadiuva la regolazione dell'idratazione della pelle. Il principio attivo polidocanolo 600 ha un effetto antipruriginoso.

In pazienti con pelle secca, pruriginosa o con eczemi (per esempio neurodermite) Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive è stato in grado di diminuire la ruvidezza della pelle e il prurito. La base untuosa della base emulsiva aiuta a normalizzare il tenore di lipidi della pelle e la sua idratazione e facilita l'uso su superfici estese.

Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive è adatto per il trattamento della pelle secca e/o pruriginosa come pure per il trattamento coadiuvante di diverse malattie della pelle, quali per esempio la dermatite atopica (neurodermite), nonché in caso di danni da disidratazione.

Quando non si può usare Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive?

Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive non si può usare in caso di infiammazioni acute della pelle, su zone di pelle lesa e su ferite o in caso d'ipersensibilità a uno dei suoi costituenti.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive?

L'uso di Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive nei bambini sotto i 12 anni finora non è stato esaminato.

Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive può essere somministrato ai neonati solo dopo aver consultato un medico. Le persone che presentano reazioni allergiche dovrebbero essere prudenti con ogni tipo di automedicazione che preveda l'uso di nuovi farmaci.

Se lo stato della pelle peggiora o il prurito non diminuisce dopo una settimana di trattamento con Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive consulti un medico, un farmacista o un droghiere.

Questo medicamento contiene 75 mg di propilene glicole per 1 g di emulsione. Possono verificarsi irritazioni cutanee locali (p.es. dermatite da contatto).

Informi il Suo medico, il Suo farmacista o il Suo droghiere nel caso in cui soffre di altre malattie, di allergie o assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di Sua iniziativa!).

Si può usare Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive durante la gravidanza o l'allattamento?



In base alle esperienze fatte finora non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono mai state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per precauzione dovrebbe rinunciare nella misura del possibile a usare medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al Suo medico, al Suo farmacista o al Suo droghiere.

Come usare Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive?

Salvo diversa prescrizione del medico, applicare uniformemente Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive due o tre volte al giorno sulla zona di pelle da trattare e farlo penetrare frizionando leggermente. La durata dell'uso dipende dal quadro clinico e in media è di 4 settimane. In caso di pelle secca persistente si può usare Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive anche per un periodo più prolungato. In caso di associazione di Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive ad altri medicinali per la pelle, come per esempio preparati corticosteroidi, spetta al medico stabilire lo schema di trattamento.

L'uso di Der-med dry skin lotion nei bambini sotto i 12 anni finora non è stato esaminato.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal Suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al Suo medico, al Suo farmacista o al Suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive?

In seguito all'applicazione di Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

non comun e (riguarda da 1 a 10 persone su 1000)

dopo l'applicazione sulla pelle infiammata possono verificarsi bruciore, arrossamento, prurito, aggravamento dell'eczema o altre reazioni d'ipersensibilità.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non deve essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C) e tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive?

Principi attivi

1 g di Der-med dry skin lotion / Der-med dry skin lotion sensitive, emulsione per uso cutaneo contiene come principi attivi 50 mg di urea e 30 mg di macrogol 9 lauril etero (polidocanolo 600).

Sostanze ausiliarie

Der-med dry skin lotion: 1 g emulsione per uso cutaneo contiene trigliceridi a catena media, ottildodecanolo, glicole propilenico (E 1520), palmitato di isopropile, diidrogenofosfato di sodio, acido citrico, macrogol 23 lauril etero, fenossietanolo, carmellosa sodica, sorbato di potassio (E 202), profumo fruttato fiorito e acqua purificata.

Il tenore di lipidi è del 40%.



Der-med dry skin lotion sensitive: 1 g emulsione cutanea contiene trigliceridi a catena media, ottildodecanolo, glicole propilenico (E 1520), palmitato di isopropile, monosodio fosfato diidrato, acido citrico, lauril etere di macrogol-23, fenossietanolo, carmellosa sodica, sorbato di potassio (E 202) e acqua purificata. Il contenuto di grassi è pari al 40%.

Numero dell'omologazione

67098 (Swissmedic).

Dove è ottenibile Der-med dry skin lotion/ Der med dry skin lotion sensitive? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Der-med dry skin lotion, emulsione cutanea: Tubetto da 200 ml e flacone da 500 ml.

Der-med dry skin lotion sensitive, emulsione cutanea: Tubetto da 200 ml e flacone da 500 ml (attualmente non in commercio).

Titolare dell'omologazione

Permamed SA, Dornach.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel maggio 2024 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

